

Artrom

Implante para Artrorrise Talocalcaneana



INDICAÇÕES

- . Pronação grave do retópé;
- . Valgismo do calcâneo;
- . Flexão plantar exagerada do talo;
- . Pé plano doloroso;
- . Como coadjuvante do tratamento de coalizões tarsais;
- . Instabilidade da articulação sub-talar;
- . Pé plano adquirido do adulto por disfunção do tibial posterior; e
- . Pé plano paralítico.

O Artrom é um implante subtalar cônico e canulado em titânio para artrorrise talocalcaneana, desenvolvido para o tratamento dos diversos distúrbios relacionados ao pé plano, que resultam em instabilidade da articulação subtalar e pronação excessiva.

Conexão hexalobular T30 proporciona melhor acoplamento e transferência de torque entre o implante e o instrumental garantindo segurança na colocação e retirada do Artrom.



Variedade de medidas garante perfeita adequação do implante à anatomia de cada paciente.

O formato cônico proporciona perfeito encaixe anatômico do Artrom em relação à região do seio do tarso, e o corpo rosqueado reduz a irritação dos tecidos circundantes e previne a migração implante.



INSTRUMENTAIS

Fio Guia Ø 1.8 x 310mm

Probe Reto Artrom

Template para Artrorrise

Chave Insertora Artrom

Instrumental e implantes canulados simplificam o procedimento, reduzindo o tempo cirúrgico.

IMPLANTES

Código	Descrição	Quantidade	Cor
241-70-12	Parafuso para Artrorrise Artrom Ø7mm	02	●
241-90-14	Parafuso para Artrorrise Artrom Ø9mm	02	●
241-100-14	Parafuso para Artrorrise Artrom Ø10mm	02	●
241-110-16	Parafuso para Artrorrise Artrom Ø11mm	02	●
241-120-16	Parafuso para Artrorrise Artrom Ø12mm	02	●

INSTRUMENTAIS

Código	Descrição	Quantidade	Cor
241-32	Fio Guia Ø1.8 x 310mm	10	
241-200	Chave Insertora Artrom	01	
241-300	Probe Reto Artrom	01	
241-7012-T	Template para Artrorrise Ø7mm	01	●
241-9014-T	Template para Artrorrise Ø9mm	01	●
241-10014-T	Template para Artrorrise Ø10mm	01	●
241-11016-T	Template para Artrorrise Ø11mm	01	●
241-12016-T	Template para Artrorrise Ø12mm	01	●
241-1000	Estojo Artrom	01	



GMReis.com.br

GMReis Matriz - Rua Pierre Simon de Laplace, 600 / Lote 3 Quadra F/ Techno Park / CEP: 13069-310
Campinas | SP | Brasil / Tel.: +55 19 3765.9900 | gmreis@gmreis.com.br

GMReis Filiais - São Paulo/SP - 11 3814.5359 | S.J. Dos Campos/SP - 12 3911.2420
Rio de Janeiro/RJ - 21 2516.0202 | Porto Alegre/RS - 51 3013.1320
Florianópolis/SC - 48 3241.6033 | Curitiba/PR - 41 3027.1444 | Salvador/BA - 71 3351.6868